



**Garso procesorius
„Cochlear™ Nucleus®
Kanso® 2“ gaminių
katalogas**







Šiame kataloge išvardyti komponentai ir priedai, kuriuos galima įsigyti naudoti kartu su garso procesoriumi „Cochlear™ Nucleus® Kanso® 2“.

Šiame kataloge nurodyti gaminiai, kuriuos gali užsakyti kochlearinį implantą turintys asmenys ir jų slaugytojai.

Norėdami užsisakyti šiame gaminių kataloge nurodytų prekių, kreipkitės į savo kliniką ar artimiausią „Cochlear“ biurą.

Turėkite omenyje:

- Šiame kataloge parodyti gaminiai suderinami su garso procesoriumi „Kanso® 2“ (CP1150).
- Pavaizduotos nuotraukos neatitinka faktinio dydžio.
- Gaminiai parduodami tik kaip atskiros prekės, nebent nurodyta kitaip.
- Šiame kataloge parodyti gaminiai gali būti parduodami ne visose šalyse ir ne visų konfigūracijų arba gali skirtis jų specifikacijos.



Garso procesoriaus „Kanso 2“ komponentai



- 1 Mikrofono angos
- 2 Indikacinė lemputė
- 3 Magnetasis
- 4 Lizdo dangtelis

Spalvų variantai



Juoda




Pilka „Slate Grey“



Pilka



Rusva
„Sandy
Blonde“



Ruda
„Chocolate
Brown“


Gaminio komponentai



P1320278

Garso procesorius „Kanso 2“ (CP1150)

● P1320278 ● P1320276 ● P1320274 ○ P1320275 ● P1320277



P1376462

„Kanso 2“ mikrofono dangtelis (2 dalys)

● P1376462 ● P1376466 ● P1376465 ○ P1376464 ● P1376463



P1376462

„Kanso 2“ lizdo dangtelis

● P1562184 ● P1562185 ● P1562186 ○ P1562187 ● P1562188



P1434375

„Cochlear“ magnetas*

P1434372 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 1/2

P1434373 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 1

P1434374 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 2

P1434375 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 3

P1434376 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 4

P1434378 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 5

P1434379 „Cochlear“ magnetas, stiprumas 6



P1540174

„Cochlear“ magnetas (I), skirtas „Profile™ Plus“^{***} implantą turintiems asmenims

P1540171 „Cochlear“ magnetas (I), stiprumas 1/2

P1540172 „Cochlear“ magnetas (I), stiprumas 1

P1540173 „Cochlear“ magnetas (I), stiprumas 2

P1540174 „Cochlear“ magnetas (I), stiprumas 3

P1540175 „Cochlear“ magnetas (I), stiprumas 4

P1540176 „Cochlear“ magnetas (I), stiprumas 5



P1434756

„Cochlear“ magneto išėmimo priemonė

P1434756 „Cochlear“ magneto išėmimo priemonė

* Jei norite pakeisti magneto galią arba nežinote, kurį implanto modelį naudojate, pasitarkite su klausos protezavimo specialistu.

^{***}Jei naudojate „Profile Plus“ implantus, žr. „Cochlear CI600“ serijos implantus (CI612, CI622, CI632)

Baterijų krovikliai



P1434277

„Cochlear“ namų kroviklis

P1434277 „Cochlear“ namų kroviklis



P1434347

„Cochlear“ nešiojamasis kroviklis

P1434347 „Cochlear“ nešiojamasis kroviklis su trumpu laidu

P1593003 „Cochlear“ nešiojamasis kroviklis su ilgu laidu




P1320328

Atsarginis „Cochlear“ nešiojamojo kroviklio laidas

P1320328 „Cochlear“ nešiojamojo kroviklio laidas, trumpas (30 cm)

P1320330 „Cochlear“ nešiojamojo kroviklio laidas, ilgas (50 cm)



Z569903

Nuotolinio valdymo pultas

CR310 nuotolinio valdymo pultas

Z569903 CR310 nuotolinio valdymo pultas




P1631530

Priežiūra ir techninė priežiūra

Paciento kuprinė

P1631530 Paciento kuprinė



P1340426

Asmeniniai lipdukai

P1340426 asmeniniai lipdukai



Z339244

„Nucleus“ dvipusės lipnios identifikacinės etiketės

Z339244 „Nucleus“ dvipusės lipnios identifikacinės etiketės

Twirtinimo ir nešiojimo priedai



„Cochlear“ galvos juosta, skirta garso procesoriui „Kanso 2“

- P1434786 „Cochlear“ galvos juosta (M, juoda)
- P1434787 „Cochlear“ galvos juosta (L, juoda)
- P1434779 „Cochlear“ galvos juosta (XS, gelsva „Vanilla“)
- P1434783 „Cochlear“ galvos juosta (XS, juoda)
- P1434782 „Cochlear“ galvos juosta (XS, pilka)
- P1434780 „Cochlear“ galvos juosta (S, gelsva „Vanilla“)
- P1434785 „Cochlear“ galvos juosta (S, juoda)
- P1533353 „Cochlear“ galvos juosta (S, pilka)



„Cochlear Softwear™“ įklotas (5 vnt. pakuotė)

- P793402 „Cochlear Softwear™“ įklotas



Apsauginė juostelė (ilga) (2 vnt. pakuotė)

- P1562172 Apsauginė juostelė (ilga), juoda
- P1562173 Apsauginė juostelė (ilga), ruda „Chocolate Brown“
- P1562174 Apsauginė juostelė (ilga), rusva „Sandy Blonde“
- P1562175 Apsauginė juostelė (ilga), pilka
- P1562176 Apsauginė juostelė (ilga), pilka „Slate Grey“



Apsauginė juostelė (trumpa) (2 vnt. pakuotė)

- P1562147 Apsauginė juostelė (trumpa), juoda
- P1562148 Apsauginė juostelė (trumpa), ruda „Chocolate Brown“
- P1562149 Apsauginė juostelė (trumpa), rusva „Sandy Blonde“
- P1562150 Apsauginė juostelė (trumpa), pilka
- P1562191 Apsauginė juostelė (trumpa), pilka „Slate Grey“



P1562178

Apsauginė juostelė (trumpa kilpa) (2 vnt. pakuotė)


P1562178 Apsauginė juostelė (trumpa kilpa), juoda

P1562179 Apsauginė juostelė (trumpa kilpa), ruda „Chocolate Brown“

P1562180 Apsauginė juostelė (trumpa kilpa), rusva „Sandy Blonde“

P1562181 Apsauginė juostelė (trumpa kilpa), pilka

P1562182 Apsauginė juostelė (trumpa kilpa), pilka „Slate Grey“



P785309

„Nucleus“ apsauginės juostelės plaukų segtukas (5 vnt. pakuotė)

P785309 „Nucleus“ apsauginės juostelės plaukų segtukas, juoda

P785310 „Nucleus“ apsauginės juostelės plaukų segtukas, balta

P785312 „Nucleus“ apsauginės juostelės plaukų segtukas, ruda



P1434755

Komplektas veiklai

Garso procesoriui „Kanso 2“ skirtas „Cochlear Aqua+“


P1434755 „Cochlear Aqua+“ (2 vnt. pakuotė)



P740569

„Kanso 2“ komplekto veiklai dėklas

P740569 „Kanso 2“ komplekto veiklai dėklas



Z467062

„Nucleus“ apsauginė juostelė, skirta „Aqua+“

Z467062 „Nucleus“ apsauginė juostelė (2 vnt.)



„Cochlear True Wireless™“ įrenginių asortimentas



94770

Bevielis telefono įrenginys

94770 „Cochlear Wireless Phone Clip“ (prisegamas telefono įrenginys) (ES)

94772 „Cochlear Wireless Phone Clip“ (prisegamas telefono įrenginys) (JK)



P770846

Mini mikrofonas „2+“

P770845 „Cochlear Wireless Mini Microphone 2+“ (mini mikrofonas) (JK)

P770846 „Cochlear Wireless Mini Microphone 2+“ (mini mikrofonas) (ES)



94760

TV transliacijų įrenginys

94760 „Cochlear Wireless TV Streamer“ (TV transliacijų įrenginys) (ES)

94762 „Cochlear Wireless TV Streamer“ (TV transliacijų įrenginys) (JK)

Hear now. And always

Būdamas pasaulinė implantuojamų klausos sprendimų lydere, bendrovė „Cochlear“ siekia padėti žmonėms, kenčiantiems nuo žymaus neprigirdėjimo ar visiško kurtumo, mėgautis visaverčiu gyvenimu su garsais. Pagaminome daugiau nei 600 000 implantuojamų įrenginių, kurie padeda įvairaus amžiaus žmonėms girdėti ir pasinaudoti gyvenimo suteikiamomis galimybėmis.

Žmonėms siekiame suteikti galimybę visą gyvenimą mėgautis puikia klausa ir naudotis pačiomis naujausiomis ateities technologijomis. Sukūrėme geriausią šioje srityje klinikų, tyrimų ir palaikymo centrų tinklą.

Dėl šios priežasties vis daugiau žmonių renkasi „Cochlear“, o ne kitą klausos implantų bendrovę.

■ Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia T: +61 2 9428 6555 F: +61 2 9428 6352
Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland T: +41 61 205 8204 F: +41 61 205 8205
Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany T: +49 511 542 7750 F: +49 511 542 7770
Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom T: +44 1932 26 3400 F: +44 1932 26 3400
Cochlear Austria GmbH CEE Office, Millennium Tower, 45th Floor, Handelskai 94-96, 1200 Vienna, Austria T: +43 1 37600 26 000
Cochlear Benelux NV Schallénhoefedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium T: +32 15 79 55 77
Cochlear Europe Limited Czech Branch Office, Kamenická 656/56, 170 00 Prague 7, Czech Republic T: +420 222 13 53 13
Cochlear France SAS 135 route de Saint Simon, CS 43574, 31035 Toulouse, France T: +33 5 34 63 85 85 (international) or 0805 200 016 (national) F: +33 5 34 63 85 80
Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy T: +39 051 601 53 11 F: +39 051 39 20 62
Cochlear Middle East FZ-LLC Dubai Healthcare City, Al Razi Building 64, Block A, Ground Floor, Offices IR1 and IR2, Dubai, United Arab Emirates
T: +971 4 818 4400 F: +971 4 361 8925
Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden T: +46 31 335 14 61
Cochlear Nordic AB M1 Business House, Myyrmäentie 2 B, 01600 Vantaa, Finland T: +358 20 735 0788
Cochlear Norway AS Postboks 6614, Etterstad, 0607 Oslo, Norway T: +47 22 59 47 00
Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey
T: +90 216 538 5900 F: +90 216 538 5919

www.cochlear.com/kanso2



Dėl klausos gydymo kreipkitės į savo sveikatos specialistą. Rezultatai gali skirtis, o jūsų sveikatos specialistas nurodys veiksmus, kurie gali turėti įtakos rezultatui. Visada perskaitykite naudojimo instrukcijas. Ne visais gaminiiais prekiaujama visose šalyse. Dėl informacijos apie gaminius kreipkitės į vietinį „Cochlear“ atstovą.

„Kanso 2“ garso procesorius yra atsparus dulkiams ir vandeniui pagal tarptautinio standarto IEC60529 lygį IP68. „Kanso 2“ garso procesorius su „Aqua+“ yra atsparus dulkiams ir vandeniui pagal tarptautinio standarto IEC60529 lygį IP68 ir gali būti panardinamas po vandeniu iki 3 metrų gylio ne ilgiau kaip 2 valandoms. Daugiau informacijos žr. atitinkamame naudojimo vadove.

„Cochlear Nucleus Kanso 2“ garso procesorius tinka naudoti su „Apple“ ir „Android“ įrenginiais, suderinamumo informacijos žr. ieškokite www.cochlear.com/compatibility. „Cochlear Nucleus Smart App“ galima atsisiųsti iš „App Store“ ir „Google Play“.

ACE, „Advance Off-Stylet“, „AOS“, „AutoNRT“, „Autosensitivity“, „Beam“, „Bring Back the Beat“, „Button“, „Carina“, „Cochlear“, „科利耳“, „コクレア“, „코클리어“, „Cochlear SoftWear“, „Codacs“, „Contour“, „Contour Advance“, „Custom Sound“, „ESPrit“, „Freedom“, „Hear now. And always“, „Hugfit“, „Hybrid“, „Invisible Hearing“, „Kanso“, „MET“, „MicroDrive“, MP3000, „myCochlear“, „mySmartSound“, „NRT“, „Nucleus“, „Outcome Focused Fitting“, „Off-Stylet“, „Slimline“, „SmartSound“, „Softip“, „SPrint“, „True Wireless“, elipsės formos logotipas ir „Whisper“ yra „Cochlear Limited“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Ardium“, „Baha“, „Baha SoftWear“, „BCDrive“, „DermaLock“, „EveryWear“, „SoundArc“, „Vistafix“ ir „WindShield“ yra „Cochlear Bone Anchored Solutions AB“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„Android“, „Google Play“ ir „Google Play“ logotipai yra „Google LLC“ prekių ženklai. „Android“ robotas yra atgamtas arba modifikuotas pagal „Google“ sukurtą ir bendrinatą darbą bei naudojamas pagal „Creative Commons 3.0“ priskyrimo licenciją.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „FaceTime“, „Made for iPad“ logotipas, „Made for iPhone“ logotipas, „Made for iPod“ logotipas, „iPhone“, „iPad Pro“, „iPad Air“, „iPad mini“, „iPad“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

© „Cochlear Limited“, 2020. D1784808 V1 2020-09 Lithuanian Translation of D1780803 V2 2020-09